

MÉMO PRÉVENTION DES INFECTIONS

Pour
affichage

À : Tous les chefs d'unités SI

Cc : Microbiologistes, Cadres DSI, Mme L. Gagnon

Date : 25 juillet 2011

**OBJET : Prolongation de la date de péremption des masques N-95
(Inovel, série 1500)**

Suite à une demande effectuée auprès du manufacturier, veuillez prendre note du changement suivant concernant les masques N-95 de la compagnie Inovel de la série 1500 (1511 - small / 1512 - medium / 1513 - large) :

- Les masques N-95 mentionnés ci-dessus peuvent être utilisés jusqu'à 9 ans suivant la date de fabrication inscrite sur l'emballage (voir la lettre ci-jointe).

Si vous avez ces masques en inventaire, vous pouvez donc les conserver pour utilisation à condition que le produit soit bien entreposé et que les emballages soient intacts.

S.V.P. veuillez aviser les personnes concernées dans votre équipe de travail. Nous vous remercions pour votre collaboration.

L'équipe du service de prévention et contrôle des infections

DB/jh

Original signé

Pièce jointe : Lettre de la compagnie Moldex « Durée de vie et date limite d'utilisation/date de péremption des produits de protection respiratoire Moldex approuvé NIOSH/DHHS



10111 WEST JEFFERSON BOULEVARD, CULVER CITY, CALIFORNIA 90232
TELEPHONE 310-837-6500 FAX 310-837-9563 www.moldex.com

À : Cardinal Health Canada
DE : Jeffrey S. Birkner, Ph.D., CIH
Vice Président – Services Techniques
SUJET : Durée de Vie et Date Limite d'Utilisation/Date de Péréemption des Produits de Protection Respiratoire Moldex
Approuvé NIOSH/DHHS Annexe TC84A – Respirateurs avec Filtre contre les Particules
DATE : Novembre, 2010

Tous les produits de protection respiratoire Moldex comportent une date de "Durée de Vie" ou "Limite d'Utilisation/Date de Péréemption".

La date actuelle de durée de vie/limite d'utilisation pour tous nos respirateurs jetables N95, incluant nos Respirateurs Chirurgicaux N95 pour Soins de la Santé, est de neuf (9) ans à compter de la date de fabrication. Sont exclus les respirateurs N95 avec carbone, dont la durée de vie est de quatre (4) ans.

Ces dates sont inscrites sur l'emballage du produit à leur fabrication, dans le but d'aider nos clients qui utilisent et vendent nos produits à épuiser en premier lieu l'inventaire le plus ancien et afin de protéger les utilisateurs lorsque le rendement du produit peut avoir été altéré par des conditions d'entreposage incertaines ou inadéquates.

Si vous possédez tout respirateur Moldex dont la date de durée de vie/limite d'utilisation est révolue ou dont l'emballage est endommagé, nous vous recommandons de NE PAS vendre ou utiliser ce produit.

Cependant, en 2006 nous avons une date de Durée de Vie/Limite d'Utilisation de quatre (4) ans pour nos respirateurs N95 de base et nos respirateurs Chirurgicaux N95 pour Soins de la Santé.

Si vous avez en inventaire ces produits fabriqués en 2006, vous pouvez prolonger la "Date de Durée de Vie/Limite d'Utilisation" de ces produits qui comportaient une date de péréemption de quatre (4) ans à une date de péréemption de neuf (9) ans, à la condition que ces produits aient été entreposés adéquatement et que leur emballage soit intact.

Produit	Date de Durée de Vie/Limite d'Utilisation
Respirateurs Jetables : Tous les modèles de Série N95 sans carbone. Incluant N95/Masques Chirurgicaux pour Soins de la Santé	Neuf (9) ans

Voici ci-après un exemple de l'information sur le lot et la durée de vie/limite d'utilisation imprimée sur l'emballage/caisse d'expédition et sur chaque boîte ou sac présentoir.

Info sur le Lot/Date de Fabrication	DATE LIMITE D'UTILISATION
{ Année/Mois/Jour – Lot } 101101-234 2010, Novembre, 1 ^{er} – # LOT	11 2019

Si vous avez des questions ou si vous désirez une aide supplémentaire, veuillez communiquer avec notre Département de Service Technique au (800) 421-0668, poste 512 ou 554 ou faites-nous parvenir un courriel à tech@moldex.com.